


# لانست لیزری

## Laser Lancing Device HandyRay (LMT-3000)



لانست لیزری با به کارگیری تکنولوژی نوین لیزر برای بدست آوردن قطره خون، روزنه ای کوچک در نوک انگشت بیمار با لاله گوش یا پاشنه پا ایجاد می کند. خصوصیات این وسیله : سبک، قابل حمل، سهولت در استفاده، بدون سوزن و تنها با استفاده از اشعه لیزر، بدون درد و ناراحتی برای بیمار، دارای ۵ سطح شدت لیزر جهت تطابق بیشتر با ضخامت پوست بیمار، همراه با سرپوش یکبار مصرف جهت جلوگیری از انتقال آلودگی و محافظت در برابر اشعه لیزر می باشد. نمونه گیری اندک خون جهت سنجش گلوکز، سنجش HbA1c، دستگاه های POC و کلیه مواردی که احتیاج به نمونه گیری مقدار کمی از خون می باشد.



آدرس دفتر فروش : تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - خیابان منصور - پلاک ۷۵ - طبقه ۴  
تلفن : ۸۸۷۱۵۷۰۷-۹  
[www.parsianteb.com](http://www.parsianteb.com)